

取扱説明書

要 保 存

保証書付

SOLARCH

ファイテン ソラーチ

(販売名)

ファイテン ソラーチ



アクアチタンとは、
ファイテンの水溶化メタル技術
によりチタンをナノレベルで水
中に分散したものです。



アクアパラジウムとは、
ファイテンの水溶化メタル技術
により、パラジウムをナノレベル
で水中に分散したものです。

◎もくじ

●安全に使用していただくために	P1, 2, 3, 4, 5
●各部の名称	P6
●操作のしかた	P7
●ご使用方法	P8, 9
●オーバーカバーの取り付け方と外し方	P10
●お手入れ・保管方法	P11
●愛情点検について	P11
●補修用性能部品の保有期間	P11
●廃棄について	P11
●アフターサービスをお申し付けの前に	P12
●使用目的・効能または効果	P12
●動作原理	P12
●アフターサービスについて	P13
●仕様	P13
●お客様相談室のご案内	P14
●保証書	裏表紙

家庭用エアマッサー器（機種名 BE636）

- * お買い上げありがとうございます。
 - * 本書は、ご使用前に必ずお読みください。
 - * 使用方法、使用上の注意等を厳守してご使用ください。
 - * 本機近くの見やすく、いつも同じ場所に保管してください。
 - * ご使用前に、付属品を確認してください。
- 取扱説明書（本書）・・・1冊
オーバーカバー（本機取り付け済）・・・1組2枚

安全に使用していただくために

必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

■説明内容を守らず、誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を、下記の表示（絵表示と用語）で区分し、説明しています。



警告

誤った使い方をすると「使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を説明しています。



注意

誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）



禁止

⊘記号は、禁止（してはいけないこと）を告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は“一般的な禁止”）が書かれています。



強制

ⓘ記号は、行為を強制（必ずすること）を告げるものです。

図の中や近傍に具体的な指示内容（左図の場合は“一般的な強制”）が書かれています。



警告

安全に使用していただくために

■次の人は使用しないでください。

・医師からマッサージを禁じられている人

例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）

各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など

・足に疾患がある人

・乳幼児や子供

■お子様に使わせたり、本機のそばや上で遊ばせたり、上に乗らせないでください。

・けがや事故の恐れがあります。



禁止

■交流100Vで使用してください。また、変圧器を用いて使用しないでください。

・火災や感電、故障の原因になります。

■アダプターコードやアダプタージャック、電源プラグがいたんでいたり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。

・感電やショート、発火の恐れがあります。

・「販売店」・「発売元」・「製造販売元」に点検・修理をご相談ください。

■電源プラグを抜くときは、アダプターコードを引っ張らずにACアダプターを持って抜いてください。また、アダプタージャックを抜くときは、アダプターコードを引っ張らずにアダプタージャックを持って抜いてください。

・火災や感電、故障の原因になります。

■意志表示が出来ない人や自分で操作できない人は使用しないでください。

・けがや事故の原因になります。

警告 安全に使用していただくために

■次の方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

- ・ペースメーカー等の電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- ・心臓に障害(狭心症、心筋梗塞)のある人
- ・妊娠中の人または出産直後の人 ・生理中の人
- ・糖尿病などにより高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・脚部に重度の血行障害のある人
- ・骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(疼)痛性】疾患の人や骨の弱い人
- ・かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人
- ・安静を必要とする人
- ・高血圧症の人
- ・体温38℃以上(有熱期)の人
- 例1. 急性炎症症状【けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期
- 例2. 衰弱しているとき
- ・その他身体に異常のある人や医師の治療を受けている人



■ご使用前に縫製部分の点検をしてください。本体布カバー及びオーバーカバーが破れていたり外れた状態、故障を発見した場合は絶対に使用しないでください。
・けがをする恐れがあります。発見した場合は使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの「販売店」・「発売元」・「製造販売元」に連絡してください。

■身体に異常を感じた場合は、使用を直ちに中止してください。
・けがや事故の原因になります。

■使用中に気分が悪くなったり刺激が強すぎて苦痛を感じた場合、使用しても効果があらわれない場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
・事故や体調不良を起こす恐れがあります。

■本機に故障が発見された場合は使用を直ちに中止し電源プラグをコンセントから抜いてください。
・けがや事故を起こす恐れがあります。

■はじめは弱い刺激(短い時間)で行って、慣れてきてから刺激を変えてください。
・けがをする恐れがあります。

■全てのプラグ・コードは、容易に離脱しないように正しく確実に差し込んでください。
・事故や感電やショート、発火の恐れがあります。



■使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、アダプターコードは、ねじれをほどいて保管してください。
・ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電・火災の原因になります。
・乳幼児や子供がけがをする恐れがあります。

警告 安全に使用していただくために



分解禁止

■絶対に本機を分解したり、改造したりしないでください。

- ・火災や感電、故障の原因になったり、けがをする恐れがあります。
- ・点検して故障を発見した場合は、ご自分で分解したり修理せず、お買い上げの「販売店」・「発売元」・「製造販売元」に連絡してください。



水ぬれ禁止

■浴室等湿度の高い場所で使用しないでください。また、本体やA Cアダプターに水をこぼさないでください。

- ・感電や故障の原因になります。

■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。

- ・感電の原因になります。

注意 安全に使用していただくために

ご使用前の注意



禁止

■足以外の部位や物を挿入しないでください。

- ・けがをする恐れがあります。

■本機は1人用です。2人以上で使用しないでください。

- ・けがをする恐れがあります。

■直接素足を入れて使用しないでください。

- ・けがの原因になります。

■足に装飾品などをつけて使用しないでください。

- ・けがや故障の原因になります。
- ・装飾品が破損する恐れがあります。

■足のサイズが21cm未満の人は使用しないでください。

- ・けがをする恐れがあります。

■ストッキングを着用したまま使用しないでください。

- ・ストッキングが破れる恐れがあります。

■使用しながら眠らないでください。

- ・体調が悪くなったり、けがをする恐れがあります。

■飲酒後や疲労が激しい時には使用しないでください。

また食後すぐには使用しないでください。

- ・事故やけがの恐れがあります。

■マッサージ動作中に電源プラグやアダプタージャックを抜かないでください。

- ・事故やけがの恐れがあります。

■電源プラグにピンやごみ、水分を付着させないでください。

- ・感電やショート、発火の恐れがあります。

■ホットカーペットの上や暖房機器の近くでは使用しないでください。

- ・火災や故障の原因になります。

注意 安全に使用していただくために

ご使用前の注意



禁止

- 本機を使用しながら他の治療器を使用しないでください。
 - ・ けがや事故、故障の原因になります。
- 他の電気製品(テレビ、ラジオ、オーディオ機器、電話、FAX等)に近づけて使用しないでください。
 - ・ 他の電気製品にノイズが入ったり、故障の原因になる恐れがあります。
- 本機の近くで、携帯電話を使用しないでください。
 - ・ 本機が誤作動する恐れがあります。
- キャスター付きの椅子や回転機能が付いた椅子では使用しないでください。
 - ・ 転倒によるけがや事故、故障の原因になります。



強制

- 健康な場合でも、次のような人は健康をそこなう恐れがあるため、使用前に医師に相談してください。
 - ・ 加齢により筋肉の衰えた人や痩身の人
 - ・ 骨や内臓に起因する腰痛の人
 - ・ 打ち身やねんざしやすい人
 - ・ 乗物酔いの激しい人
 - ・ 過去に心臓や内臓の手術をされた人
- スイッチ等が正常で安全に作動するか確認の上、使用してください。
 - ・ 感電やけがの恐れがあります。
- 本体布カバー及びオーバーカバー部分に異物がついていない事を確認してください。ファスナーが開いていない事を確認して使用してください。
 - ・ けがや事故の恐れがあります。
- 足挿入部内に異物が入っていない事を確認してください。
 - ・ けがや事故の恐れがあります。
- 電源プラグは、確実に最後まで差し込んでください。
 - ・ 感電やショート、発火の恐れがあります。
- 安定のよい場所で使用してください。
 - ・ けがをする恐れがあります。
- 指定の付属品(オーバーカバー、ACアダプター)を使用してください。
 - ・ けがや事故の恐れがあります。

ご使用中の注意



禁止

- 定められた使用時間を越えないようにしてください。
 - ・ 1回の使用時間は7分～15分位(各コースによる。P7参照)が効果的です。長時間の使用は筋肉や神経に対し必要以上の刺激を与え、逆効果になることがあります。
 - ・ 続けて使用する場合は30分以上休んでください。1日あたりの使用時間は通算して30分以内としてください。
- 使用中アダプターコードが体に巻きつかないように注意してください。
 - ・ けがや事故を起こす原因になります。

⚠ 注意 安全に使用していただくために

ご使用中の注意



禁止

- 足のマッサージ以外の目的で使用しないでください。
 - ・けがや事故、故障の原因になります。
- 機械内部に水が入らないようにしてください。
 - ・火災や感電、故障の原因になります。
- 布団や毛布等をかぶせて使用しないでください。
 - ・火災や感電、故障の原因になります。
- アダプターコードを傷つけたり、無理に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。また、コードを持って本機を持ち上げないでください。
 - ・火災や感電、故障の原因になります。
- 手などを入れて使用しないでください。
 - ・けがをする恐れがあります。
- 本機が動作中に足を入れないでください。
 - ・けがをする恐れがあります。



強制


- 本機の使用によって発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
 - ・事故や健康をそこなう恐れがあります。
- 本機に異常を感じたり、停電などを含む緊急時には、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。
 - ・けがや事故を起こす恐れがあります。
- 刺激が強すぎると感じた場合は、厚手のタオルを折りたたみ突起部にあてて使用してください。
 - ・けがや事故を起こす原因になります。
- 本機の上に立ったり、不安定な姿勢や無理な体勢で使用しないでください。
 - ・けがをする恐れがあります。
- 必ずオーバーカバーを取り付けて使用してください。
 - ・けがや事故を起こす恐れがあります。

ご使用後の注意



強制


- 持ち運ぶときは、本機底の両側を持って運んでください。
 - ・けがや故障の原因になります。



- 必ずスタンドを収納して保管してください。
 - ・けがや故障の原因になります。

各部の名称


製品本体




左右一枚ずつ装着済（付属品）

オーバーカバー


※アクアチタンとアクアパラジウムを含浸しております。



操作パネル




取扱説明書




A C アダプター

※本機は、付属の専用A Cアダプター (MODEL: UU336-2415) 以外では使用できません。



定格シール
製造番号シール



操 作 の し か た

1. 電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込みます。

2. アダプタージャックを本体のDCジャックに差し込みます。

3. 椅子等に座り、停止時に足挿入口から足を入れます。

4. 中足骨部(右イラスト参照)が突起に合うように足を移動させてご使用ください。

5. 操作部パネルの「入」ボタンを押します。

電源ランプがOFFを示す赤色点灯から緑色点灯に変わります。「コースⅠ」強さ「弱」でマッサージがスタートします。

6. お好みにより「自動」ボタン、「強さ」ボタンを押して動作を選択してください。

◎「自動」コースは、効果的な動作を組み合わせた自動プログラムです。
押すたびに3種類の自動コースが切り替わります。

『コースⅠ』ソフトコース(約13分)：

足全体をソフトに包み、時間をかけてゆっくりほぐしていくコース

『コースⅡ』アーチコース(約7分)：

足裏を縦、横にストレッチさせながら全体をほぐしていくコース

『コースⅢ』ハードコース(約7分)：

足全体を縦横に強めにストレッチさせ、全体をほぐしていくコース

オートタイマーにより、マッサージは自動的に終了します。

また、途中でコースを変更した場合でもコース内容により15分以内に自動停止することもあります。

(例：コースⅠを2分使用後にコースⅡに変更の場合は、約9分で終了)


	コースⅠ	コースⅡ
タイマー	約13分	約7分
	コースⅢ	最 長
	約7分	約15分

◎「強さ」を変更したいときは「強さ」ボタンを押してください。

押すたびに1段階ずつ3段階で強さが変わります。

7. 途中で動作を止めたい時は「切」ボタンを押してください。

操作パネル




ご 使 用 方 法

効果的な使用時間

- ※ 1回の使用時間は7分～15分位(各コースによる。P7参照)が効果的です。
長時間のご使用は筋肉や神経に対して必要以上の刺激を与え、逆効果になることがありますのでご注意ください。
- ※ 続けて使用する場合は30分以上休んでください。
1日あたりの使用時間は通算して30分以内としてください。


⚠ 注意 はじめは弱い刺激で行ってください。

1. 椅子等に座って、膝の角度が90度位になるような姿勢にします。
2. 停止時に足挿入口から足を入れます。
3. 中足骨部が(下記イラスト参照)突起に合うように足を移動させてご使用ください。



■板の間など硬質の床でご使用の際、振動や動作音が気になる場合

板の間など硬い材質の床の上でご使用の際、振動や動作音が気になる場合はマット等を本機の下に敷くと効果的です。




ご 使 用 方 法


4. お好みに合わせてスタンドを使用してください。

◎より効果的なマッサージ


- (1) 弱い刺激でマッサージしたい場合は、膝を若干前に出してください。
- (2) 標準的にマッサージしたい場合は、膝の角度を 90 度位にしてください。



- (3) 強い刺激でマッサージしたい場合は、膝を後ろに下げて使用するか、スタンドを出し、膝を伸ばして使用してください。



スタンドを
しっかり立てる





⚠ 注意 刺激が強すぎて苦痛を感じた場合、直ちに使用を中止してください。

- ・スタンドを立てる際は、固定位置で止まるまでしっかりと引き出してください。スタンドを中途半端に引き出した状態で使用した場合、スタンドが元に戻り、本機が落ちてけがや故障の原因になります。

⚠ 注意 スタンドを使用する際、片側に負荷を掛けすぎると製品が不安定になります。立てて使用したり不安定な姿勢で使用しないでください。けがや故障の原因になります。

- ・スタンドを収納する際、収納位置の隙間に指を挟まないように注意してください。



オーバーカバーの取り付け方と外し方




注意

- ・必ずオーバーカバーを取り付けて使用してください。
- ・マジックテープは、正しい方向で奥に付けてください。



オーバーカバーは消耗品です。破れなどが発生した場合は「販売店」または「発売元」に連絡し、直ちに新品と交換(有料)してください。

※出荷時には、本機にオーバーカバーが左右それぞれ取り付けられています。




1. 電源プラグを抜く

1. オーバーカバー着脱の際には、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから作業してください。

左用


右用




右用 (ファスナー無)
左用 (ファスナー・取っ手有)

2. オーバーカバーには左右の違いがあります。


マジックテープ



3. マジックテープを上にして手を入れてください。



4. 手をなるべく奥まで差し込み、つま先部のマジックテープをカバー上側に貼り付け固定します。



本体布カバー

5. 本体布カバーとオーバーカバーのファスナーを合わせ、ゆっくり閉めます。ファスナーは、最後まで確実に閉めてください。



分解禁止

本体布カバーは、絶対に取り外さないでください。

※時々、オーバーカバーがずれていないか確認し、ずれている場合は付け直してください。

※間違った取り付け方をすると、足が入れにくくなったり、オーバーカバーが外れやすい原因になります。


■取り外し方

ファスナーを外し、マジックテープを外してから、オーバーカバーを引き抜いてください。


■お手入れ

オーバーカバーは、ご家庭での洗濯（またはドライクリーニング）が可能です。

洗濯をする際は、オーバーカバーのマジックテープで他の衣類を傷つけないように右図の状態にしてください。



マジックテープが内側になるようにファスナーを取り付けます。



オーバーカバーが袋になるようにして洗濯します。

お手入れ・保管方法

お手入れ・保管



強制

- お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
 - ・感電やけがの原因になります。
- 電源プラグのほこり等は定期的にとってください。
 - ・湿気等で絶縁不良になり、火災の原因になります。
- 機器及び付属品等は次回の使用の際に支障のないよう清潔に保ち、湿気・ほこりの少ない場所に保管してください。
 - ・けがや故障の原因になります。
- 乳幼児や子供の手の届かない場所に保管してください。
 - ・乳幼児や子供がけがをする恐れがあります。
- 直射日光が当たる場所や、ストーブ等の近くで高温になる場所は避けてください。
 - ・変色や故障の原因になります。
- 入浴剤（特にイオウ成分を含んだもの）やシャンプー、整髪料などが生地に着した時は速やかに乾いた布で拭き取ってください。
 - ・変色やシミの原因になります。



禁止

- シンナー、ベンジン、漂白剤は使用しないでください。
 - ・破損や変色の原因になります。
 - ・本体布カバーは外す事ができません。
- 本体の汚れはぬるま湯か石鹸水を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に、かつ安全に動作することを確認してください。



愛情点検

このような症状はありませんか。

- こげくさいにおいがする。
- アダプターコード、ACアダプターが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他異常がある。



故障や事故防止のためコンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買上げの「販売店」・「発売元」・「製造販売元」に点検・修理をご相談ください。

補修用性能部品の保有期間

弊社では本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低3年間保有しています。
性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です



注意

- ・本機を廃棄する場合は、環境への影響を少なくするため、地域で定められている規則に従って処分してください。
- ・本機の保証は日本国内での使用に限ります。

アフターサービスをお申し付けの前に

現 象	ここを点検してください	処置方法
動作しない	電源プラグが正しく差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	アダプタージャックが正しく差し込まれていますか？	アダプタージャックをDCジャックに差し込んでください。
途中で止まった	タイマーで切れていませんか？	操作パネルの”入”ボタンを押してください。
製品から臭いがする	連続でお使いになっていませんか？	長時間使用しますと製品内部の機構部分から臭いがする事がありますが異常ではありません。
マッサージ音（ポンプ音）	構造上発生する動作音です。	異常ではなく、機能等に影響はありません。
生地とその他が擦れる音	構造上発生する動作音です。	異常ではなく、機能等に影響はありません。
本体ケースが温くなる	—	長時間使用しますと機器の発熱により温くなる場合がありますが異常ではありません。

- ・上記の他に選択した動作と異なる動作をした場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、約10秒たってから、再度電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ・これらの処置をされても異常があるときは、お買い上げの「販売店」、「発売元」または「製造販売元」（裏表紙）にご相談ください。
尚、その際はご購入の商品名、製造番号、お買い上げ時期、故障状況等をお知らせください。

消耗品のお求めについて

消耗品（オーバーカバー、ACアダプター）のお求めは、お買い上げの販売店または発売元へお問い合わせください。

使用目的、効能または効果

〔あんま、マッサージの代用〕一般家庭で使用する。

- 血行促進
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉痛、神経痛の痛みをやわらげる
- 疲労回復
- 筋肉のコリをほぐす

動 作 原 理

本機には、モーターポンプ・バルブ・制御機器が内蔵されており、モーターポンプでエアーを送り込み、エアーバッグを収縮・拡張させることによりマッサージを行う。

アフターサービスについて

■保証書(裏表紙)

保証書は記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

■保証期間中に修理を依頼される場合

保証書の記載内容に従って修理させていただきます。

■保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■付属品のお求めについて

付属品のお求めはお買い上げの「販売店」または「発売元」へお問い合わせください。

■その他ご不明な場合

点検・修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの「販売店」または「発売元」にご相談ください。

仕 様

医 療 機 器 の 区 分	管理医療機器
類 別	機械器具 (77) バイブレーター
一 般 的 名 称	家庭用エアマッサージ器 (JMDNコード34663000)
販 売 名	ファイテン ソラーチ
医療機器製造販売認証番号	2 2 8 A K B Z 1 0 0 0 1 7 0 0 0
機 種 名	B E 6 3 6
定 格 電 圧	A C 1 0 0 V
定 格 周 波 数	5 0 / 6 0 H z
定 格 消 費 電 力	2 0 W □*
エ ア ー 圧 力	9 0 k P a
タ イ マ ー	コース1 : 13分、コース2 : 7分、コース3 : 7分 最長15分
使 用 電 源 (専用A C アダプター)	MODEL : U U 3 3 6 - 2 4 1 5 入力 : A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z 出力 : D C 2 4 V 1 . 5 A
材 料	張地 : ポリエステル 操作プレート・ケース : A B S
重 量	約 4 . 9 k g
寸 法	幅 4 1 . 5 c m × 奥行 3 8 c m × 高さ 2 2 . 5 c m
電 気 的 安 全 性	電気用品安全法技術基準適合確認済
製 造 販 売 業 者	株式会社マルタカテクノ 静岡県藤枝市八幡字広通550番1 TEL 054-644-4120 (代表)
製 造 業 者	Ningbo Beyond Electronic Technology Co., Ltd. CHINA ニンボー ビヨンド エレクトロニック テクノロジー

* □ : 2重絶縁構造を表します。

※ 改良のため一部仕様を変更する場合があります。

お客様相談室のご案内

* 修理・部品のご購入などの相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

 **0120-510-702**

ファイテン株式会社

平日10時～17時受付（土・日・祝日を除く）

 **0120-003-197**

株式会社マルタカ

平日9時～17時受付（土・日・祝日を除く）

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

ファイテン株式会社（以下、「当社」といいます。）は、お客様から当社お客様相談室にお知らせいただいたお客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認に利用させていただき、当社の個人情報保護方針に従って適切に管理いたします。

当社の個人情報保護方針につきましては、当社ウェブサイト<http://www.phiten.com/>に掲載しております。

本機のアフターサービスは、当社と株式会社マルタカのうち、本機に関し薬事法施行規則に基づく譲受及び譲渡に関する記録を有する者（以下、「販売業者」といいます。）より提供いたします。販売業者が株式会社マルタカである本機をお使いのお客様から当社お客様相談室にご連絡いただいた場合、当社から株式会社マルタカに対し、株式会社マルタカからお客様へ連絡するために必要な情報を提供いたしますので、予めご承知置きください。

株式会社マルタカ（以下、「当社」といいます。）は、お客様から当社お客様相談室にお知らせいただいたお客様の個人情報を、当社の個人情報保護方針に従って適切に管理いたします。

当社の個人情報保護方針につきましては、当社ウェブサイト<http://www.marutaka.co.jp/>に掲載しております。

本機のアフターサービスは、当社とファイテン株式会社のうち、本機に関し薬事法施行規則に基づく譲受及び譲渡に関する記録を有する者（以下、「販売業者」といいます。）より提供いたします。販売業者がファイテン株式会社である本機をお使いのお客様から当社お客様相談室にご連絡いただいた場合、当社からファイテン株式会社に対し、ファイテン株式会社からお客様へ連絡するために必要な情報を提供いたしますので、予めご承知置きください。

保証書

ご購入商品名	ファイテン ソラーチ (機種名 BE636)
無料保証期間	お買い上げ日より 1 年間

本書は上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合、下記に依り無料修理を行う事をお約束するものです。

◆保証条件◆

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理致します。
- 保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。それ以降の修理に関しましては、修理費用実費を申し受けます。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (1) 不当な改造、当社以外の修理による故障。
 - (2) 落下、移動、輸送時の不注意による損傷。
 - (3) 天災、火災、公害による損傷。
 - (4) ご使用中に生じる生地等の摩耗、部品の消耗などの場合。
 - (5) 本書のご提示がない場合。
 - (6) 本書にお買い上げ販売店名、印、お買い上げ年月日の記入がない場合。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

注意) この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、当社へお問い合わせください。

販売店欄

店名	印
住所	TEL
お買い上げ年月日	

※事情により記載ができない場合がございますので、その際は契約書を貼り付けて保管してください。

発売元

ファイテン株式会社

〒604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町 678 番地

株式会社マルタカ

〒104-0061 東京都中央区銀座 6-16-12

製造販売元

株式会社マルタカテクノ

〒426-0009 静岡県藤枝市八幡字広通 550 番 1

改訂 2016 年 2 月 29 日 (第 6 版)

改訂 2014 年 5 月 21 日